

POCKET Go Talk



Nahrávání vzkazu

- Zapněte přístroj (přesuňte přepínač do pozice ON).
- Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje), dokud se červeně nerozsvítí kontrolka nahrávání. Indikace aktuální úrovně bude svítit zeleně.
- Stiskněte a uvolněte jedno ze šesti okének (tlačítek) pro nahrání zprávy.
- Namluvte vzkaz, který chcete umístit pod vybrané okénko do vámi zvolené úrovně. V průběhu nahrávání bude červená kontrolka nahrávání blikat.
- Pro ukončení nahrávky vzkazu stiskněte opět krátce libovolné okénko na přístroji.
- Tento postup můžete zopakovat pro všechna okénka ve všech úrovních (takto můžete nahrát všech 30 vzkazů najednou v celkové délce záznamu 5 minut)
- Pro ukončení režimu nahrávání stiskněte opět tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje). Červená kontrolka indikující režim nahrávání zhasne a přístroj je připraven k přehrávání vámi nahraných vzkazů

Poznámka: Nahráním nového vzkazu vždy přemažete již dříve nahraný vzkaz pod konkrétním tlačítkem v konkrétní úrovni

Změna úrovně

- Krátce stiskněte přepínač změny úrovně. Zelená kontrolka bude označovat aktuální úroveň.
- Opakovaným stiskem přepínače úrovní se dostanete do vámi požadované úrovně
- Při změně úrovně nezapomeňte vyměnit šablonu tak, aby odpovídala nahraným vzkazům

Vymazání

- Chcete-li vymazat **všechny** zprávy v konkrétní úrovni, vyjměte nejdříve náhradní šablony umístěné v zásobníku zezadu přístroje
- Krátce stiskněte tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje), dokud se červeně nerozsvítí kontrolka nahrávání. Indikace aktuální úrovně bude svítit zeleně.
- Ujistěte se, že zelená kontrolka označuje tu úroveň, kterou chcete vymazat. Pro přepnutí úrovně použijte přepínač úrovní tak, jak bylo popsáno výše.
- Pomocí kuličkového pera stiskněte krátce mazací tlačítko, které je umístěno zezadu přístroje a je zapuštěno do těla přístroje tak, aby nemohlo dojít k náhodnému vymazání záznamů
- Tento postup můžete zopakovat pro všechny úrovně, které chcete vymazat a následně pokračovat v nahrávání nových vzkazů
- Po dokončení mazání (nahrávání) stiskněte opět tlačítko pro nahrávání (na pravé straně přístroje). Červená kontrolka indikující režim nahrávání zhasne.

Uzamčení přístroje

- Uzamčení úrovní: Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro nahrávání umístěné na pravé straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte **spodní** spínač pro regulaci hlasitosti (na levé části přístroje). V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a aktuální úroveň je uzamčena. Pomocí přepínače úrovní nemůžete nyní změnit úroveň a k dispozici je jen uzamčená úroveň.
- Uzamčení nahrávání: Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro nahrávání umístěné na pravé straně přístroje. Červená LEDka, signalizující aktivaci nahrávání, a zelená LEDka, signalizující aktuální úroveň, svítí. Při stále stisknutém spínači pro nahrávání stiskněte **horní** spínač pro regulaci hlasitosti (na levé části přístroje). V tom okamžiku červená i zelená LEDka zhasne a nahrávání záznamu je uzamčeno. V případě, že stisknete spínač nahrávání, červená LEDka se sice rozsvítí, ale při pokusu o zahájení nahrávání opět zhasne.
- Zrušení uzamčení úrovní i nahrávání: Vypněte přístroj (přesuňte přepínač na pravé straně nahoře do pozice OFF). Stiskněte a držte stále stisknuté tlačítko pro nahrávání umístěné na pravé (spodní) straně přístroje a zároveň zapněte přístroj (přesuňte přepínač na pravé straně nahoře do pozice ON). Počkejte až přístroj pípne – do té doby stále držte stisknutý přepínač pro nahrávání. Po signalizaci jsou možnosti přepínání úrovní a nahrávání opět přístupné.