

# Voice Cue – uživatelská příručka

## Nastavení času

Pro nastavení hodin slouží tlačítka T1 a T2 - použijte špičku kuličkového pera nebo kancelářskou sponku.

### Hodiny:

1. Prvním stisknutím tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel hodin.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadovanou hodinu.

### Minuty:

1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel minut.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadované minuty.

### Den:

1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel dne v týdnu.
2. Opakovaným stiskem (nebo podržením) tlačítka T2 nastavte požadovaný den.

### Režim 12 nebo 24 hodin:

1. Dalším stiskem tlačítka T1 (umístěné vpravo od LCD displeje), rozblikáte ukazatel 12/24 režimu.
2. Stisknutím tlačítka T2 přepnete na požadovanou hodnotu (12 / 24 hodinový režim).
3. Posledním stisknutím tlačítka T1 ukončíte nastavení času a uložíte provedené změny.

## Záznam zpráv

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko RECORD. Rozsvítí se modrá LEDka.
  - a. Modrá LED dioda zhasne, pokud do pěti sekund nestlačíte jedno z pěti tlačítek zpráv.
2. Stiskněte a držte některé z pěti tlačítek zpráv (umístěné nad reproduktorem). Opět použijte špičku kuličkového pera nebo kancelářskou sponku.
  - a. Při nahrávání se na displeji zobrazí odpočítávání zbývajících sekund pro nahrávku. Každá z pěti zpráv umožňuje nahrát až 12 sekund záznamu.
  - b. Během nahrávání zpráv modrá LED dioda zhasne.
3. Namluvte požadovanou zprávu.
4. Pro ukončení nahrávky uvolněte stisknuté tlačítko zprávy.

## Přehrávání

Stiskněte a podržte tlačítko zprávu po celou dobu přehrávání zprávy.

## Přehrávací tlačítko (REPLAY)

Tlačítko REPLAY zopakuje poslední zprávu (do 25 sekund od jejího přehrání).

## **Nastavení automatického přehrávání**

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko TIME. Rozblikají se dvě pole umístěné na levé straně LCD displeje.

a. Horní pole zobrazuje čísla 1 a 2 - každou z 5 zpráv lze totiž nastavit tak, aby šly přehrát ve dvou různých obdobích.

b. Levém dolním rohu je informace o čísle zprávy, kterou právě nastavujete.

2. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko TIME dokud se nezobrazí číslo zprávy, kterou chcete nastavit. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj automaticky přepne do nastavení hodin.

3. Pokud se rozbliká pole hodin, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte) tlačítko TIME a nastavte požadovanou hodinu. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj automaticky přepne do nastavení minut.

4. Pokud se rozbliká pole minut, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte) tlačítko TIME a nastavte požadovanou minutu. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj automaticky přepne do nastavení dne.

5. Pokud se rozbliká pole dne, pak opakovaně stiskněte a uvolněte (nebo podržte) tlačítko TIME a nastavte požadovaný den. Po třech sekundách nečinnosti se přístroj automaticky přepne ukončí nastavení a uloží vámi provedené změny.

Pro nastavení dne pro přehrávání zprávy mohou být vybrány buď jednotlivé dny, pět pracovních dnů v týdnu nebo všech sedm dní v týdnu.

## **Nastavení hlasitosti a vypnutí přístroje**

Přepínač pro nastavení hlasitosti se nachází na levé straně přístroje.

H = vysoká hlasitost

0 = vypnuto

L = nízká hlasitost

Přepínač dejte do vámi požadované polohy.

## **Poznámky**

- VoiceCue lze pořízt až pro pět nezávislých záznamů.
- Každá zpráva může mít délku až 12 sekund.
- Každá zpráva může být nastavena pro automatické přehrávání ve dvou různých obdobích.
- Chcete-li vymazat nastavený čas pro přehrávání, pak stiskněte a uvolněte tlačítko TIME dokud se nezobrazí číslo zprávy a čas, který chcete zrušit. Během 3 sekund, stiskněte tlačítko nahrávání.
- Nahrání nové zprávy přehraje původně uloženou předchozí zprávu.
- Tlačítko Replay slouží pro opětovné přehrávání poslední zprávy do 25 sekund poté, co byla naposledy přehrána.
- Přístroj je napájen dvěma bateriemi AAA.

# TIME Cue – uživatelská příručka

Toto zařízení vám umožňuje nahrávat a přehrávat hlasové vzkazy. Lze jej využít jako budík (alarm) a nebo pro hlasovou připomínku spuštěnou v konkrétní čas.

## NASTAVENÍ ČASU

1. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu TIME.
2. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko HOUR a nastavte aktuální hodinu.
3. Opakovaně stiskněte (nebo přidržte) tlačítko MINUTE a nastavte aktuální minuty
4. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu RUN.

## Nastavení budíku

1. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu CUE - na LCD displeji se objeví aktuálně nastavený čas alarmu (AL)
2. Opakovaně stiskněte tlačítka HOUR (pro nastavení hodin) a MINUTE (pro nastavení minut) a nastavte nový čas alarmu. Pro rychlý posun vpřed tlačítka HOUR a MINUTE přidržte.
3. Přesuňte přepínač TIME/RUN/CUE na hodnotu RUN.
4. Pokud chcete poze zvukovou signalizaci alarmu, pak přesuňte přepínač OFF / TALK / ALARM na pozici ALARM. V případě, že chcete v nastavený čas přehrát nahraný vzkaz, pak přesuňte přepínač OFF / TALK / ALARM na pozici TALK.
5. V případě aktivace alarmu zní zvuk po dobu jedné minuty, v případě aktivace uloženého vzkazu se vzkaz přehraje jen jednou.
6. Chcete-li budík vypnout úplně, přesuňte přepínač OFF / TALKR / ALARM do polohy OFF - ikona AL zmizí z displeje LCD.
7. Je možné zobrazit si nastavený čas alarmu stiskem jednoho z tlačítek HOUR nebo MINUTE v případě, je-li přepínač TIME / RUN / CUE v poloze RUN.

## Nahrání zprávy

1. Stisknutím a podržením tlačítka REC spustíte nahrávání. Rozsvítí se červená LEDka. Záznam pořizujete tak dlouho, dokud máte stisknuté tlačítko REC. Je možné pořídít až 10 sekund záznamu. Při překročení této doby červená LEDka zhasne a nahrávání je automaticky přerušeno
2. Do mikrofону mluvte asi z 8 cm vzdálenosti
3. Uvolněním tlačítka REC nahrávání zastavíte.
4. Chcete-li zaznamenat novou zprávy, pak zopakujte kroky 1 až 3. Nová zpráva se nahraje místo původní.

## Přehrání uloženého vzkazu

Stisknutím tlačítka PLAY.

## VÝMĚNA BATERÍ

Přístroj používá 4 AG 13 baterie (jsou součástí balení) .

Baterie vyměňte ihned, pokud je přehrávání vzkazů nekvalitní, nebo LCD displej ztmavne

Nahrávka v přístroji zůstane uložena, i když přístroj nemá baterie.

1. Posunutím otevřete a sejměte zadní kryt, pak vysuňte kryt baterií
2. Vyjměte staré baterie, pak Vložte čtyři nové baterie + (kladnou) stranou nahoru.
3. Zasuňte kryt pro baterie a zadní kryt přístroje

!!! Používejte pouze čerstvé baterie doporučeného typu a velikosti!!!